


skincair

**Skincair is een 3D medisch hoelaken (Skin Protector)  
met een uniek ademend vermogen en lage wrijving**



**De elastische, open en gladde structuur van Skincair verbetert de huidconditie en verhoogt de zelfredzaamheid. De huid blijft droog en goed beschermd. Patiënten en verzorgers ervaren meer comfort, meer bewegingsvrijheid en minder zorgafhankelijkheid.**

**[www.skincair.nl](http://www.skincair.nl)**



skincair

## Skincair is een kostenbesparend medisch hulpmiddel dat meerdere hulpmiddelen overbodig maakt

### Skincair verbetert de huidconditie

- De elastische, open en gladde structuur verbetert de huidconditie en beweeglijkheid in bed.
- De huid blijft droog, koel en beter beschermd.
- Skincair voorkomt en geneest decubitus.
- Patiënten worden zelfredzamer, minder zorgafhankelijk en ervaren meer comfort.

### Plooi vrij, satijn glad oppervlak

- Het satijn gladdere, elastische oppervlak is gemakkelijk in dagelijks gebruik.
- De unieke plooi vrije 3D-stof zorgt voor veel minder wrijf- en schuifkrachten, voorkomt rimpels en plooien onder de patiënt en beschermt de huid.
- Patiënten slapen beter, zijn meer ontspannen en ervaren meer comfort en bewegingsvrijheid.

### Vervangt meerdere hulpmiddelen

- Skincair is een kostenbesparend medisch hulpmiddel dat materiaalbesparing geeft op het gebied van inzet lakens, gijlakens, luchtmatrassen, INCO-materiaal en verbandmiddelen.
- Verzorgers en specialisten (o.a. Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten en Wondzorgspecialisten) ervaren veel minder zorgafkanelijkheid bij verzorging en transfers en beleven méér werkplezier met hoger werkcomfort.
- Skincair is medisch gevalideerd in een groot praktijkonderzoek (zie [www.skincair.nl](http://www.skincair.nl) en Wounds International).
- Skincair biedt een maatwerk pilot introductieprogramma.

### Skincair in de praktijk

De open structuur van de supermicrovezels zorgt voor snelle opname en verdamping van vocht. Hierdoor wordt de temperatuur van de huid optimaal gereguleerd. Deze wordt minder warm en blijft droger dan op een normaal katoenen laken. Het unieke, gladde oppervlak van Skincair helpt de patiënt eveneens gemakkelijker te bewegen en de huid wordt beschermd tegen wrijf- en schuifkrachten. Skincair verbetert de huidconditie van geïndiceerde patiënten (Minder mobiele mensen. Parkinson, decubitus, MS, NAH, CVA, neurologische en motorische aandoeningen, zwaar zorgbehoevend in somatische, palliatieve en PG afdelingen).

Skincair voelt comfortabel aan en vervangt door zijn specifieke medische eigenschappen meerdere hulpmiddelen waaronder het katoenen hoelaken, het (glij)laken, deels luchtmatrassen en verbandmiddelen. Bij incontinentie neemt het verbruik van INCO-materiaal ook af omdat dit beter blijft zitten bij bewegen op Skincair. Skincair is gemakkelijk op het bed aan te brengen en blijft glad, zonder plooien. Er zijn minder wisselingsen (patiënten bewegen zelf meer) en verschoningen nodig (laken blijft droger). De fysieke krachtsinspanning bij zorg- en transferhandelingen is aanzienlijk lager. Dit verhoogt het comfort voor zowel de patiënten als de verzorgers.

Het behoud van een optimaal microklimaat (ademend vermogen) en de gladheid van het oppervlak worden in de internationale decubitus richtlijnen van 2014 en 2019 (EPUAP) genoemd als belangrijke factoren bij het voorkomen en genezen van decubitus.

Skincair voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese regels.



Voor meer informatie over de medische voordelen van Skincair, kijk op: [www.skincair.nl](http://www.skincair.nl)